



Produktdatenblatt

forma-care woman comfort super- Ref. 20-4050

Produktbeschreibung Kleine und dünne anatomische Einlage. Zur Anwendung bei leichter bis mittlerer Harninkontinenz

Material: Zellstoff, Natriumpolyacrylat (SAP), Polypropylen, Polyethylen, latex -und chlorfrei

Qualitäts- Standards: EU-MDR 2017/745 nicht steriles Medizinprodukt, Klasse I
Produktion gemäß ISO 13485:216 sowie ISO 9001:2015 zertifiziert.
CE – Kennzeichnungen auf allen Verpackungen

 unizell Medicare GmbH
Pohnsdorferstr. 3
23611 Bad Schwartau, Germany



Haltbarkeit:  5 Jahre

Ref.	Größe	ISO in ml	Länge in cm	Inhalt / Stk.
20-4050	forma-care woman comfort super	615	40 x 20	8 x 20